

# Ergofit Vector Back Pull MED - blanc

**gymna**

Art: 512061 | Marque: [ERGOFIT](#)



## Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Back Pull Reverse est un appareil destiné à renforcer les muscles du haut du dos et des épaules. Les principaux groupes musculaires sollicités sont : Mm. latissimus dorsi, M.trapezius, Mm. rhomboidei, M. deltoideus, M. biceps brachii, M. infraspinatus.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- réglable sur une surface limitée
- facile à manipuler
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard:
  - avec limiteur de ROM
  - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
  - écran tactile couleur
  - indique les positions de début et de fin de l'exercice
  - retour d'information en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
  - lecteur de carte à puce (RFID)
  - compatible avec le logiciel du système Vitality

### OPTIONS

- châssis:

- cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
- cadre noir avec blindage noir des poids
- couleurs du rembourrage
  - noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
  - anthracite (charcoal)
  - cactus (vert)
  - sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
  - cerise (rouge)
  - smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
  - rouge
  - vert
  - bleu
  - blanc

## Spécifications

- dimensions (L x L x H) : 120 x 145 x 155 cm
- poids : 2,5 kg - 112,5 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 2,5 kg
- poids total de la machine : 305 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical de classe I selon MDR 2017/745