



Informations sur le produit

L'EXTENSION MESI ECG est une extension SANS FIL de votre MESI mTABLET ABI (Arterial Brachial Index) ou d'autres combinaisons MESI mTABLET. Ce module de diagnostic vous permet d'effectuer une mesure sans fil de l'ECG de repos.

- **affichage en direct** de la mesure sur la tablette, après quoi les données ECG peuvent être enregistrées et interprétées directement.
- enregistrement standard 10" et/ou enregistrement rythmique jusqu'à 5 min.
- possibilité d'ajuster les paramètres pour une meilleure interprétation.
- une grande fiabilité des mesures.
- l'extension ECG se compose du module ECG, de câbles patient codés par couleur avec des contacts à bouton-poussoir et d'une station de charge.
- toutes les mesures sont stockées dans **le logiciel MESI mRECORDS** de votre MESI mTABLET pour une analyse et une documentation ultérieures, ainsi que pour le partage des résultats avec des collègues, des spécialistes, des patients, etc.

STATION DE CHARGEMENT

- l'extension MESI ECG est fournie avec une station de chargement (4 contacts) afin que le module ECG soit toujours prêt à être utilisé.
- la station de charge est également une tablette de rangement qui peut être fixée au mur ou au MESI Trolley (art. 9124340).

CONTENU : module sans fil pour câble d'électrodes - câble d'électrodes ECG - logiciel ECG avec interprétation des données selon le protocole de Glasgow - station de recharge pour le module sans fil (4 points de contact).

- + Portable
- + Convivial à utiliser

- + Un protocole précis
- + Connexion facile avec le PC
- Pas d'imprimante intégrée