

Ice Power gel refroidissant - flacon pompe - 400 ml ***gymna***

Art: 504438 | Marque: **ICE POWER**



Informations sur le produit

Gel refroidissant : s'utilise partout et en un tournemain aussi bien par le thérapeute que par le patient.

- Contient peu d'alcool, l'effet refroidissant est notamment dû aux ingrédients naturels, le menthol & l'eucalyptus.
- Offre un résultat immédiat et de longue durée : la température de la peau diminue relativement vite et en toute sécurité de 5 à 6° C, l'effet persiste de 3 à 6 heures, même dans les tissus sous-jacents.
- De ce fait, la douleur est immédiatement soulagée et la circulation sanguine est améliorée, ce qui stimule le processus de guérison.
- Recommandé pour le traitement de douleurs aiguës : entorse, luxation, déchirure (musculaire), fracture, tendinite (les 14 premiers jours), brûlures légères, ...
- Le gel doit être appliqué sur les zones douloureuses mais ne doit pas être massé.