

Vinno A5 échographie portable, incl. WiFi

gymna

Art: 568203 | Marque: [VINNO](#)



Informations sur le produit

Vinno propose une **gamme impressionnante d'appareils d'échographie** qui font vraiment la différence dans le monde de l'échographie. Cette marque brise les frontières traditionnelles avec des appareils abordables et de haute qualité. Les appareils d'échographie Vinno sont **multifonctionnels**. Ils offrent **l'excellence** pour un **large éventail d'exams**.

Principales caractéristiques générales des échographes Vinno

- Une technologie révolutionnaire.
- Facile à utiliser, avec une **conception intuitive**.
- **Plate-forme RF** unique utilisant un traitement avancé du signal pour une **meilleure résolution de l'image**.
- **Tutoriels** préconfigurés **didacticiels** pour aider les utilisateurs.
- Préréglages et options de fonctionnement réglables selon **vos préférences**.

Vinno A5 : l'appareil d'entrée de gamme intelligent

- Compact, légère et extrêmement convivial.
- Modèle **robuste portable** avec un **écran de 15"**.
- 2 connecteurs de sondes.
- Large gamme de **transducteurs** (en option)
- **Stockage et partage faciles des images**.

Tutoriels Vinno

- Les tutoriels intégrés et préconfigurés offrent des **conseils pratiques**, vous permettant de vous familiariser pas à pas avec les procédures d'échographie.

- Via des **instructions vidéo** et des images d'échographie qui les accompagnent, ils vous guident dans l'examen et l'anatomie : très utile pour les débutants.

L'application FlyInsono

- L'appli FlyInsono vous permet de visualiser **des images d'échographie dans le cloud** directement depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.
- Vous pouvez ainsi accéder à vos images **à tout moment** et en tout lieu.
- L'appli vous permet également de **partager facilement des images** avec des collègues ou des référents.
- De plus, vous pouvez **regarder en temps réel** les images qu'un collègue est en train de prendre.