

# Poulie Super - 24 kg

Art: 325910 | Marque: GYMNA

**gymna**

1 599,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Les appareils de pouliothérapie sont des équipements particulièrement adaptés à la thérapie d'entraînement médicale (TEM). Du fait qu'ils prennent peu de place, ils peuvent être installés dans n'importe quel espace de traitement ou salle d'exercice. La TEM est soumise à des exigences toujours plus strictes. Cela vaut pour le patient, qui souhaite être traité de la meilleure manière possible, comme pour le thérapeute qui souhaite consacrer son temps à son patient et non à des réglages fastidieux. Ces appareils de pouliothérapie Super ont été spécialement conçus pour la thérapie d'entraînement médicale, en tenant compte de ces exigences. **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- équipé de 2 poignées.
- toutes les pièces sont de qualité supérieure et protégées par des droits de brevet.
- les câbles glissent avec une résistance minimale sur les roues de guidage.
- tous les points pivotants et à roulements sont dotés de roulements à billes sans entretien.

- la hauteur de traction est lisible et réglable à l'aide d'un mécanisme simple.
- les poids glissent silencieusement dans les guides chromés polis.
- les poids sont équipés de guides spéciaux en plastique qui absorbent les chocs.
- divers accessoires sont disponibles en option.

### **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- poids : 4 x 0,5 kg - 11 x 2 kg.
- transfert 1:1 et 1:2.
- mécanisme de câble avec 2 sorties de câble.
- dispositif de réglage de la longueur du câble.
- roue au sol pour la traction par le dessous.
- limiteur de mouvement.

Peut être installé contre un mur (construction dure) ou sur un support (en option - art. 325.925).