

# Electrode RET pour Winback - convexe - 40 mm - 1P **gymna**

Art: 580560 | Marque: WINBACK



## Informations sur le produit

- les électrodes RET (résistives) sont principalement utilisées pour les tissus plus profonds et plus durs à faible densité en eau tels que les ligaments, les tendons, les articulations, les os, ....
- selon la forme ou l'emplacement de la zone à traiter, on peut choisir des électrodes plates ou convexes, de tailles et de diamètres différents
- les électrodes RET sont reconnaissables à leur couleur grise
- compatibles uniquement avec Back 3<sup>TX</sup> et Back 4