

Système à vide ECG - DT80 pour trolley MESI avec ***gymna*** connecteur

Art: 2512194 | Marque: [STRASSLE](#)



Informations sur le produit

Mesi trolley model van het ECG vacuumsysteem DT80. De automatisch aangestuurde vacuümpomp met **4 instelbare niveaus** is breed inzetbaar. De siliconen mantel van de zuigelektroden zorgt voor een goede pasvorm en de zilver-zilver chloride elektrode zorgt voor een **perfecte geleiding**.

Bij uitstek geschikt voor artsenpraktijken.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- voor rust- en inspannings-ECG's
- voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 7 jaar
- met één hand te bedienen
- leds voor weergave drukbereik en status
- automatisch uitblazen om **vochtresten te verwijderen**
- **defibrillatiebescherming**
- 4 instelbare vacuüm niveaus van 60 – 200 mBar
- uitschuifbare arm, pivoteert 315°
- zilver-zilver chloride elektroden die individueel verwisselbaar zijn

INHOUD

- 6 x vacuümelektrode 1m - 4 x vacuümelektrode 1,30m - 1 x vacuümsysteem DT80 - 1 x afstandsbediening - 1 x elektrodespray 250 ml