

Seca 813 pèse-personne digital - 200 kg

gymna

Art: 510825 | Marque: SECA



Informations sur le produit

Découvrez le **Seca Robusta 813**, un pèse-personne numérique professionnel qui allie solidité, fiabilité et confort. Avec une capacité de charge de 200 kg, une plateforme antidérapante extra-large et basse, et un cadre en acier robuste, ce modèle est idéal pour un usage clinique et domestique, et parfaitement adapté aux utilisateurs ayant un indice de masse corporelle plus élevé.

- **Capacité maximale (200 kg) avec une échelle fine de 100 g:** La précision rencontre la force - convient aux utilisateurs lourds sans perte de précision.
- **Plate-forme antidérapante extra-large et basse:** pour une pesée confortable et sûre - idéale également pour les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés à se déplacer.
- **Fonctionnement automatique et économie d'énergie:** Technologie de mise en marche et d'arrêt avec mise à zéro et arrêt automatiques.
- **Affichage LCD clair et fonction mémoire:** affichage clair et lisible avec fonction automatique de maintien du poids.
- **Robuste et mobile:** cadre en acier renforcé avec pieds antidérapants, mais suffisamment léger pour être déplacé facilement (environ 2,6-2,9 kg).
- **Alimentation par piles et certification CE:** fonctionne avec 4 piles AAA (incluses) et porte la marque CE pour un usage professionnel.

Idéal pour:

- L'utilisation à domicile pour les utilisateurs ayant un IMC élevé ou une mobilité limitée
- Utilisation professionnelle dans les cabinets de médecins généralistes, les cliniques ou la physiothérapie
- Utilisation mobile grâce à l'association de la robustesse et du faible poids