

Strapit Premium Stretch Band Light - 5 cm x 6,9 m - ***gymna***

blanc - 24 pièces

Art: 586440 | Marque: [STRAPIT](#)



Informations sur le produit

Bande extensible très adhésive et non poreuse - pour un soutien et une flexibilité maximums

La bande extensible Strapit Premium Light est **une bande extensible non poreuse et extrêmement adhésive**, spécialement conçue pour un usage professionnel tant dans les cabinets de kinésithérapie que sur les terrains de sport. Grâce à sa grande adhérence et à son élasticité, cette bande est idéale pour soutenir et protéger les articulations et les ligaments, aussi bien lors de sollicitations intensives que lors des phases de rééducation.

Utilise cette bande comme:

- Pré-enveloppe pour les zones sensibles de la peau
- Enveloppe par-dessus une bande de sport pour une fixation supplémentaire
- Bande de compression en cas de gonflement ou de blessures
- "Blood tape" pour les coupures saignantes sur le terrain

La bande est facile à déchirer à la main, se moule parfaitement au corps et reste fermement en place, même en cas de mouvement et de transpiration. Grâce à sa structure non poreuse, aucune humidité ou saleté ne pénètre, ce qui contribue à une application hygiénique à long terme.

Caractéristiques en un coup d'œil:

- adhérence très élevée - reste en place, même sous une forte charge
- Soutient et protège les articulations et les ligaments

- Non poreux - résistant à l'eau et à la transpiration
- Easyrip - application rapide sans ciseaux
- Utilisation polyvalente - comme pré-enveloppe, suremballage ou bande de compression
- Auto-adhésif mais non collant à la peau ou aux cheveux

Disponible en:

- 50 mm de large - 24 rouleaux par boîte
- 75 mm de large - 16 rouleaux par boîte