

# Manchon jambe Hydroven - 3 compartiments - 84 cm

**gymna**

Art: 330473 | Marque: FLOWTRON HYDROVEN

**688,99 €**

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Matériau léger et résistant pour un usage fréquent.
- L'intérieur est souple et doux.
- Doté d'une fermeture éclair pour le mettre ou l'enlever facilement.
- La circonférence peut être augmentée à l'aide d'un insert (art. 330.528).

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 3 chambres à air qui sont remplies d'air du sens distal vers proximal.
- Les chambres à air sont progressivement gonflées, une à une, avec une diminution de la pression de 10 % d'une chambre à air à l'autre.
- Longueur 84 cm (depuis le talon) - circonférence de cuisse max. 72 cm.

Manchons de taille plus petite ou plus grande disponibles sur demande. Attention : ce manchon ne

peut PAS être lavé en machine.