



Informations sur le produit

Le rollator quatre est un chariot de marche idéal pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

- fabriqué en acier et aluminium résistants.
- poignées ergonomiques en matériau doux.
- doté d'un large coussin d'assise.
- fourni avec un plateau de service dont les pieds vont parfaitement dans les ouvertures du coussin d'assise.
- panier de courses amovible.
- 4 grandes roues en caoutchouc plein rendent la marche légère.
- équipé de poignées de freins, le freinage est appliqué sur les roues arrière.
- hauteur : réglable 80 - 93 cm en continu à l'aide de colliers de serrage.
- largeur : 59,5 cm.
- profondeur : 67,5 cm.
- hauteur d'assise : 60,5 cm.
- largeur d'assise : 39 cm.
- poids : 11,4 kg (sans panier ou plateau).
- repliable.
- couleur : bleu.
- poids maximal de l'utilisateur : 130 kg.