

Valise de transport - Vinno 5 - 6

gymna

Art: 568305 | Marque: [VINNO](#)



Informations sur le produit

La valise de transport pour les appareils d'échographie Vinno 5 ou Vinno 6 est une **valise robuste** qui permet de ranger et de transporter **en toute sécurité** l'appareil et ses transducteurs.

- L'agencement de la valise est faite sur mesure.
- Idéale pour les professionnels de la santé qui travaillent dans des lieux différents.
- Dimensions : (long x larg x p) 60 x 40 x 25 cm - équipée de 4 roues et d'une poignée télescopique.