

Veste Lympha-mat - bilatérale - gris - connecteur

gymna

blanc

Art: 110198 | Marque: [LYMPHAMAT](#)



Informations sur le produit

Cette 'veste' est un manchon pour le drainage lymphatique des deux bras ainsi que des quadrants supérieurs du torse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 24 chambres à air superposées (12 à gauche et 12 à droite).
- La compression commence au bout des doigts et se déplace à travers les bras jusqu'au dos, au thorax et à l'abdomen, tout en diminuant progressivement.
- La pression est exercée simultanément des deux côtés,
 - ce qui empêche le lymphatique de se déplacer vers d'autres quadrants du torse.

- L'arrivée d'air se fait par la partie dorsale pour une liberté de mouvement et un confort de port maximum.
- Pour les patients ayant une circonférence de bras allant jusqu'à 55 cm et une circonférence abdominale allant jusqu'à 134 cm.
- **Extensions** livrables en option :
 - 10 cm pour [1 bras](#).
 - 13 cm pour [dos](#).
 - 13 cm pour [poitrine](#).

Le connecteur gris est conçu pour le [Lympha-mat Digital](#)

Le connecteur blanc est conçu pour le [Lympha-mat 300N](#)

Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus).