Veste Lympha-mat - bilatérale - gris - connecteur



blanc

Art: 110198 | Marque: LYMPHAMAT



Informations sur le produit

Cette 'veste' est un manchon pour le drainage lymphatique des deux bras ainsi que des quadrants supérieurs du torse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANCHON

Voir Lympha-mat Digital ou Lympha-mat 300N

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 24 chambres à air superposées (12 à gauche et 12 à droite).
- La compression commence au bout des doigts et se déplace à travers les bras jusqu'au dos, au thorax et à l'abdomen, tout en diminuant progressivement.
- La pression est exercée simultanément des deux côtés,
 - ce qui empêche le lymphe de se déplacer vers d'autres quadrants du torse.

- L'arrivée d'air se fait par la partie dorsale pour une liberté de mouvement et un confort de port maximum.
- Pour les patients ayant une circonférence de bras allant jusqu'à 55 cm et une circonférence abdominale allant jusqu'à 134 cm.
- Extensions livrables en option :
 - 10 cm pour 1 bras.
 - 13 cm pour dos.
 - 13 cm pour poitrine.

Le connecteur gris est conçu pour le Lympha-mat Digital Le connecteur blanc est conçu pour le Lympha-mat 300N Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus).