

# Kwell Kettlebell - 4 kg

**gymna**

Art: 579050 | Marque: [KWELL](#)



## Informations sur le produit

La **Kwell Kettlebell** est une ligne professionnelle de kettlebells en fonte peinte en noir mat dont les dimensions varient en fonction du poids.

Grâce à leur design compact spécial avec une finition unique, à leur polyvalence et à la poignée de diamètre inchangé pour chaque taille, conçue pour favoriser une excellente prise et faciliter la tenue de chaque utilisateur, les kettlebells garantissent l'efficacité et la durabilité de l'entraînement.