MoVeS Entraîneur poignet et main résistance

gy<u>mna</u>

Art: 576460 | Marque: MOVES



Informations sur le produit

Le MSD manus entraîneur poignet est un outil pour l'entraînement sélectif du mouvement flexion – extension dans le poignet. Grâce à la résistance réglable on peut renforcer les muscles de l'avant bras du manière progressif après une immobilisation, trauma, opération, ... mais aussi les sportifs peuvent utiliser cet appareil pour renforcer les poignets. Le support ergonomique pour l'avant bras garde le poignet dans la bonne position. En combinaison avec la poignée 'soft' qui peut être mis dans 4 positions vous aurez un confort optimale pendant l'entraînement.