

Kwell Slamball - 2 kg

gymna

Art: 579040 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Les Kwell Slamballs sont la solution idéale pour stimuler l'activation des muscles abdominaux.

- ces **balles lestées** sont capables d'amortir le rebond lorsqu'elles touchent le sol.
- ils sont principalement utilisés pour l'entraînement fonctionnel et de base.
- grâce à leur structure spéciale, ils peuvent être lancés/martelés fortement sur le sol sans risque d'endommager la balle ou la surface de contact.

Spécifications

- **Ne rebondissent pas** (contrairement aux Kwell Executive Slamballs - art. 579202)
- Diamètre: 22 cm
- Matériau : caoutchouc recyclé
- Disponible en 2 - 4 - 6 et 8 kg.