

Toorx Agility Dots - set de 10 pièces

gymna

Art: 581636 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Améliore ta routine d'entraînement avec les **points d'agilité numérotés de Toorx**! Que tu sois physiothérapeute, athlète ou entraîneur, ces points d'agilité sont conçus pour améliorer ton agilité et ta vitesse. Tu n'auras plus à t'inquiéter de glisser grâce au design antidérapant, et avec le sac de rangement inclus, ils sont faciles à emporter avec toi.

Spécifications:

- Lot de 10 points d'agilité
- Diamètre : 20 cm par point
- Matériau : caoutchouc résistant à l'usure
- Couleur : noir avec des chiffres blancs
- Conception antidérapante
- Numérotés de 1 à 10
- Mallette de transport incluse

Cet ensemble de points d'agilité de Toorx est parfait pour un large éventail d'objectifs d'entraînement. Les points numérotés facilitent la conception d'exercices structurés et variés, idéaux à la fois pour l'entraînement individuel et l'entraînement en groupe. La conception antidérapante offre une sécurité supplémentaire lors des exercices intenses, tandis que le caoutchouc durable résiste à l'usure et à l'utilisation à long terme.