

Kit de suspension pour Desmotec V.line

gymna

Art: 578145 | Marque: [DESMOTEC](#)



Informations sur le produit

Le kit de suspension a deux fonctions :

- en combinaison avec un appareil du Desmotec V.line, vous pouvez utiliser ce kit de suspension pour effectuer des exercices des membres supérieurs bilatéralement ou alternativement dans toutes les directions possibles.
- comme entraîneur de suspension fonctionnel: fixé à un espalier ou à un rack d'entraînement, ce kit de suspension est une alternative intéressante aux autres entraîneurs connus.

Le kit de suspension se compose d'une sangle de fixation réglable en longueur, d'un mousqueton, d'une poulie, d'une corde et de deux poignées multiprises (pour les mains et les pieds).