

Leukotape Classic - 2 cm x 10 m

Art: 500346 | Marque: **BSN**

gymna

5,40 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Leukotape Classic est le tape rigide.

- Tape rigide, autoadhésif, d'une grande puissance adhésive.
- 100 % coton, extrêmement résistant à la traction et imperméable.
- Bords dentelé pour pouvoir déchirer le tape à la main (déchirable en largeur et en longueur)
- Longueur : 10 m, emballage individuel