

# Colle pour gazon artificiel - colle 2 composants

**gymna**

## Mapei - Ultrabond Turf 2 Stars Pro bucket - 15kg

Art: 581220



### Informations sur le produit

Cette colle polyuréthane à deux composants, sans solvant, a été spécialement conçue pour l'application durable de gazon artificiel, de pistes de sprint et de sols sportifs.

- Adhésion forte et durable
- Résistant à l'eau et à la température - convient aux applications intérieures et extérieures
- Durcissement rapide - efficace et gain de temps
- Rendement : 1 à 1,5 m<sup>2</sup> par litre en moyenne, en fonction du support

Conditionnement : 15 kg (± 10 litres) - idéal pour les installations moyennes à grandes.

Utilisable sur différents supports, du béton au mortier de nivellement.