

Sangle pied / cheville Wonder Ankle

gymna

Art: 112200 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Wonder Ankle est un sangle ajustable au pied avec 3 anneaux pour l'entraînement des dorsifléchisseurs, éverseurs et inverseurs de la cheville.

- Il peut être utilisé pour accrocher le pied à de nombreux outils et élastiques.
- Pour rééducation de la cheville: entorse, instabilité chronique de la cheville, après immobilisation en post fracture, ...

*ce sangel est un produit développé par AGUILANIU Aude, kinésithérapeute et doctorante à l'Université de Liège.