



Informations sur le produit

Trampoline Kwell pour l'entraînement général de la stabilité ou la rééducation des membres inférieurs.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 36 bandes élastiques permettent de faire de l'exercice de manière agréable.
- doux pour les articulations.
- pas de grincement de ressorts.
- pieds antidérapants.
- pieds amovibles, pour faciliter le rangement du trampoline.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- poids maximal de l'utilisateur : 100 kg.
- diamètre : 118 cm.
- hauteur : 35 cm.
- couleur : noir/rouge.

KIT À MONTER, à monter soi-même en suivant les étapes du manuel.

En option : art. 578905 : repose-mains réglable en hauteur (non inclus).