

Toorx Professional Abdominal crunch

gymna

Art: 581408 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx professional Abdominal crunch** offre trois variantes d'exercices en une seule machine : grâce à son siège mobile, les muscles abdominaux droits et obliques peuvent être entraînés. Ce type de machine est idéal pour les environnements commerciaux tels que le fitness, les cabinets de kinesthésie et les studios de PT. Grâce à son encombrement réduit et à sa multifonctionnalité, cette machine est particulièrement adaptée aux salles dont l'espace est limité

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **double fonction:** entraîne les muscles abdominaux droits et obliques en un seul appareil.
- **système de poussée sur plateforme flottante** pour un mouvement fluide et biomécaniquement correct.
- **options de réglage:** siège en 3 positions avec support à ressort à gaz.
- **conception compacte:** peu encombrant et idéal pour les petits espaces.
- **construction robuste:** châssis en tubes d'acier ovales (50 × 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre épais** pour résister aux rayures.
- **pile de poids:** poids en acier de 80 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection - poids initial de 5 kg.
- **système de poulies:** roulements de qualité supérieure avec câbles en acier recouverts de nylon (Ø 5 mm), capacité de charge jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable:** siège et coussins en mousse haute densité avec revêtement PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1 / EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 133,9 x 140 x 160,2 cm
- Poids : 255 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 120 kg
- Pile de poids : 80 kg, poids de départ 5 kg, par 5 kg