

Lampe IR

Art: 110317.D | Marque:

gymna

490,09 € ~~980,09 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Lampe infrarouge offrant une très bonne pénétration de la chaleur, sur support à roulettes.

- I.R. 400 W.
- réglable en hauteur jusqu'à 2,20 m.
- grille de protection devant la lampe.
- poignée sur le dessus permettant d'orienter la lampe horizontalement et verticalement.
- Avec minuterie (bouton rotatif)