

Electrode CET pour Winback - convexe - 60 mm

gymna

Art: 580572 | Marque: WINBACK



Informations sur le produit

- les électrodes CET sont principalement utilisées pour les tissus superficiels et mous à forte teneur en eau tels que les muscles, les fascias, le système lymphatique, le système veineux,
- ces électrodes capacitives uniques sont conçues pour un travail de précision : traitement des points gâchettes, massages défibrosants,
- selon la forme ou l'emplacement de la zone à traiter, on choisit des électrodes plates ou convexes, de tailles et de diamètres différents
- vous reconnaissez les électrodes CET à leur couleur noire
- compatible uniquement avec le Back 3^{TX} et le Back 4