

Edan doppler foetal SD3 Plus avec sonde de 3MHz ***gymna***

Art: 9201334 | Marque: **EDAN**



Informations sur le produit

Le doppler ultrasonique Edan SD3 Plus combine une excellente sensibilité avec propriétés suivantes : durabilité, résistance à l'eau et possibilité de changer de sonde.

SPÉCIFICATIONS

- Appareil compacte pouvant être utilisé d'une seule main
- Affichage de la fréquence cardiaque fœtale
- Affichage OLED éclairé avec affichage en temps réel
- Haut-parleur Hi-Fi
- Eteinte automatique lorsque la sonde est replacée dans son support
- Plug & Play
- Pile AA standard
- Pile Li-ion rechargeable intégrée

OPTIONS

- Sonde 2MHz pour détection en profondeur pour grossesses avancées ou patientes obèses
- Sondes 4MHz - 5MHz - 8MHz pour la détection du débit sanguin (flux sanguin)
- Station de charge

CONTENU

- Appareil Doppler foetal SD3 Pro
- sonde 3MHz sonde pour la détection du rythme cardiaque fœtal à partir de 9 semaines