

Tork savon liquide S1 - légèrement parfumé - 1 l

gymna

Art: 1809206



Informations sur le produit

Recharge TORK de savon liquide, **ingrédients doux** (dermatologiquement testé), légèrement parfumé pour **tout type de peau**.

- recharge pour le TORK S1 distributeur de savon.
- savon crémeux avec un léger parfum frais.
- sans colorant, minimisant les risques d'irritation de la peau ou de réactions allergiques.
- des ingrédients hydratants se joignent aux lipides et nourrissent la peau.
- le flacon hermétique - avec doseur - élimine tout risque de contamination croisée lors de la recharge.
- le flacon se plie après utilisation afin de réduire le volume de déchets.
- contenu : 1 litre, usage économique : +/- 1000 doses.
- EU-écolabel.