

# Tg Soft jersey tubulaire de bras M - 10 m

**gymna**

Art: 9222260 | Marque: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



## Informations sur le produit

**Flexibel polster voor iedere lichaamsvorm** Betrouwbare en snelle polstering voor grote en kleine steunverbanden biedt het tg soft polsterkousverband — het is speciaal geschikt voor gebruik in gefocuseerde fixatie. De zachte en elastische badstofkous hecht aan de cast en maakt zo eenvoudig en op het individu afgestemd aanbrengen van het castverband mogelijk. **Soft-materiaal voor groot draagcomfort** De uiterst rekbare kous is dankzij het ongecompliceerde en praktische gebruik zeer eenvoudig aan te brengen en past zich dankzij zijn flexibiliteit aan elke lichaamsvorm aan. De fijnmazige kous is geschikt voor polstering van het lichaamsdeel onder het steunverband en behoudt zijn beschermende functie gedurende de gehele draagtijd. Dankzij het zachte materiaal bezit hij een aangenaam draagcomfort. **Aanpasbaar voor groot en klein** De tg soft is in drie maten verkrijgbaar. De verschillende maten zijn zowel voor armen, onderarmen, benen en onderbenen geschikt, voor kinderen zowel als voor volwassenen. **TOEPASSINGEN:**

- ter polstering onder gips- en castverbanden
- ook bijzonder geschikt voor onderpolstering van gerichte immobilisatie

### EIGENSCHAPPEN:

- zacht en zeer rekbaar
- eenvoudig, kan op maat worden geknipt
- plooiarm aanleggen en huidvriendelijk
- past zich aan de lichaamsvorm aan
- hecht aan de cast
- sterk waterdamp- en luchtdoorlatend
- gering absorptievolume, voor een hoge mate van draagcomfort
- polstering en huidbescherming in één