## Piste de sprint gazon artificiel personnalisée - par



# m<sup>2</sup> - sur mesure - couleurs spéciales/>2 couleu

Art: 581215



## Informations sur le produit

## Piste de sprint personnalisée - avec des couleurs spéciales et/ou un design multicolore

Tu cherches une piste de sprint professionnelle et accrocheuse qui s'adapte parfaitement à ton espace de pratique ou à l'identité de ta marque? Alors choisis nos pistes de sprint personnalisées, avec l'option de plus de 2 couleurs et/ou de couleurs spéciales en dehors de la gamme standard.

### Options de couleurs

- Tu peux choisir parmi les couleurs spéciales suivantes:
- Gris clair, bleu ciel, bleu eau, rouge vif, brun, or, jaune, vert citron, blanc cassé, rose ou orange.
- Minimum 2 couleurs maximum 6 couleurs.
- Ton propre logo peut être tufté dans le motif pour un aspect unique et professionnel.

### dimensions et coupe

Largeur : entre 1 et 4 mètresLongueur : entre 5 et 40 mètres

Nos sprints sont produits sur des rouleaux standard de 2 ou 4 mètres de large.

Pour les largeurs inférieures à 2 mètres ou comprises entre 2 et 4 mètres, nous facturons toujours 2 ou 4 mètres respectivement, afin de tenir compte des pertes de coupe.

### Contacte-nous pour obtenir un devis sur mesure ou plus d'informations sur les possibilités.

Nous aimerions réfléchir avec toi!