

Toorx Professional Banc multiposition - banc d'entraînement réglable

gymna

Art: 576572 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional banc multipositions** est un banc d'entraînement réglable permettant d'effectuer des exercices de musculation dans différentes positions, soit avec des haltères simples ou des haltères à barre, soit en combinaison avec une machine Smith, un multipresse, un demi-rack,

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **options de réglage:**
 - coussin de dossier : de 0° à 90° en 10 positions.
 - coussin d'assise : de 0° à +/- 45° en 3 positions.
- **roulante:** facile à déplacer dans la pièce grâce aux deux roues de transport et à la poignée.
- **construction robuste:** cadre en tubes d'acier ovales (100x50 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **sûr:** poids max. chargeable (utilisateur + poids) : 400 kg
- **rembourrage confortable:** coussins de 65 mm d'épaisseur avec revêtement PU de haute qualité.
- **finition:** double revêtement en poudre lourde pour une meilleure résistance aux rayures.

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 135 x 83 x 42 cm
- Poids : 51 kg
- Charge maximale : 400 kg