

## roulettes, ouverture visage - Graphite

Art: 168130GRA | Marque: [GYMNA](#)

### Informations sur le produit

#### CHASSIS : type gymna.GO Traction

La qualité du châssis gymna.GO est très fiable, solide et robuste.

- spécialement adapté pour une **surface de couchage coulissante**, éliminant la friction entre le patient et la surface de la table en cas de tractions cervicales ou lombaires à l'aide d'un appareil de traction.
- pieds équipés d'embouts antidérapants, pas de glissement inopportun de votre table
- distance sol/châssis : env. 15 cm, espace suffisant pour travailler sans problème avec un lève-patient. (sauf en cas de cadre de commande périphérique).
- capacité de levage maximale : 200 kg.
- réglage de la hauteur : env. 50 - 100 cm

#### TYPE DE COUSSINS : densité faible

Coussins fermes à rembourrage moelleux de 40 mm.

- la **surface de couchage totale est rectangulaire**.
- votre **patient se sent en sécurité**, est confortablement installé et peut se détendre de façon optimale.
- les bords rembourrés empêchent tout point de pression douloureux sur les membres.
- les coussins sont recouverts d'un simili cuir en PVC « soft touch » de première qualité :
  - agréable au toucher et ne colle pas.
  - solide, souple, couleurs inaltérables
  - retardateur de flammes, résiste au sang et à l'urine, facile à nettoyer

#### NOMBRE DE PLANS : 2 Long dossier et jambière fixe

LONG DOSSIER : **réglable jusqu'à pratiquement la position verticale** à l'aide d'un ressort pneumatique

- soutien efficace de la tête et des épaules de votre patient lors de traitements en position assise
- ressort pneumatique :
  - silencieux, fiable et amorti, donc jamais de réglages soudains désagréables
  - **pousse le coussin activement vers le haut** et vous facilite la tâche.
  - leviers placés de façon intuitive, aux poignées souples, toujours à portée de main et à l'endroit précis où vous espérez qu'ils soient.

**Cadre de commande périphérique**

- utilisation aisée : réglage haut/bas électrique tout autour de votre table
- électromoteur : 6 000 N

**OPTION ouverture de visage****OPTION mécanisme de roue**

- 4 roues pivotantes pour déplacer aisément votre table, par ex. pour le nettoyage
- 2 systèmes de soulèvement de roue : 1 au niveau de la tête et 1 au niveau des pieds