

Manchon bras/coude/mollet Game Ready

gymna

Art: 580810 | Marque: **GAME READY**



Informations sur le produit

Les **manchettes Game Ready** sont un élément essentiel du **système de thérapie par le froid et de compression Game Ready**.

Les manchettes Game Ready sont spécialement conçues pour **différentes articulations et parties du corps**.

- **conception ergonomique** : s'adapte parfaitement à l'articulation ou à la partie du corps.
- matériau imperméable et respirant pour plus de durabilité et d'hygiène.

TECHNOLOGIE À DOUBLE CHAMBRE

- permet au **froid et à la compression** de circuler séparément.

THÉRAPIE PAR LE FROID (1-10°C)

- l'eau glacée s'écoule uniformément à travers tout le brassard, ce qui garantit **un refroidissement homogène**.
- la température cutanée la plus basse enregistrée est de 5°C.
- les **bienfaits optimaux de la cryothérapie** se produisent à des températures comprises **entre 4,5°C et 15,5°C**.

COMPRESSION (5-75 mm Hg)

- la chambre à air intégrée est couplée à un compresseur, ce qui permet **d'alterner compression et relaxation**.

FACILE À UTILISER

- se connecte à l'unité Game Ready et est prête à l'emploi.

HYGIÈNE

- les manchettes sont livrées avec une housse de protection zippée, disponible séparément.

SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE BRASSARD DONT VOUS AVEZ BESOIN CI-CONTRE.