

Fieldpower Fixation murale

gymna

Art: 585996



Informations sur le produit

Le **fixation mural pour le FieldPower** est un système de montage robuste qui te permet de fixer solidement l'appareil au mur. Grâce à ce montage , tu gagnes de la place sans sacrifier les possibilités d'exercice. Le set se compose de deux supports muraux, y compris le matériel de fixation (boulons et chevilles) et d'un tube avec bouchon tournant pour un montage stable et durable. Idéal pour un aménagement efficace et professionnel de ta salle de répétition.