

# Fangoparaffine p mélangeurs - p 10 kg

**gymna**

Art: 575870



## Informations sur le produit

- Boue provenant des lacs de cratère chauds.
- La boue a été séchée, moulue en poudre fine et les agents pathogènes ont été éliminés.
- La poudre ainsi obtenue est ensuite mélangée à de la paraffine, de l'oxyde de magnésium et de la poudre de talc, de ce fait ce fango a une haute capacité thermique (accumule beaucoup de chaleur) et une faible conductibilité thermique (garde la chaleur longtemps).
- Consistance spéciale pour une utilisation sans faille dans les mélangeurs : l'ajout de paraffine rend ce fango plus fluide. De ce fait la viscosité et la température de fusion du fango sont excellentes pour une utilisation dans un agitateur / mélangeur (d'autres fangos pourraient endommager le mécanisme).
- Emballage par 5 tablettes de 2 kg chacune.