

# Tensiomètre WelchAllyn DuraShock DS54 - valve

**gymna**

Art: 1451222 | Marque: [HILLROM](#)



## Informations sur le produit

Le tensiomètre DS54 est un **tensiomètre anéroïde manuel** précis et fiable. Grâce à la technologie DuraShock™, votre DS54 reste calibré plus longtemps que les tensiomètres anéroïdes traditionnels.

### Caractéristiques du DS54

- **Soupape** d'évacuation d'air pour un réglage précis de la pression
- 5 ans de garantie sur l'étalonnage

### Avantages de la technologie DuraShock™

- Système sans roulette
- Plus résistant aux chocs que les tensiomètres traditionnels
  - Résistant aux chutes de 76 cm sans perdre sa calibration
- Calibration de plus longue durée garantie
- Lecture précise grâce au cadran gravé au laser

### Caractéristiques générales

- Tant pour les gauchers que les droitiers
- Livré avec :
  - 1x brassard velcro FlexiPort pour adultes
  - Étui pour protéger le tensiomètre
- Étiquette pour identification
- Conforme aux normes AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

### Brassard FlexiPort : bon à savoir !

- **Plusieurs tailles** de brassard FlexiPort disponibles (art. )
  - **Pratique : code couleur en fonction de la taille** des brassards
- Les bords pliés évitent que vos patients ne se blessent et assurent un grand confort
- Sans latex