

# Strapit Pre Tape Spray - spray adhésif - 300ml

***gymna***

Art: 586467



## Informations sur le produit

### Strapit Pre Tape Spray - kleefspray - 300ml

Strapit introduceert de Pre-Tape kleefspray – de ultieme oplossing voor kinesitherapeuten en trainers: dit product biedt uitzonderlijke hechting voor tape, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

#### Kenmerken:

- Volume: 300ml
- Gebruik: voor het aanbrengen van tape in klinische en sportieve omgevingen
- Ideaal voor: algemene omstandigheden, vochtige omgevingen en overmatig zweten

#### Gebruik:

- Spuit de spray in kleine hoeveelheden op het gewenste gebied
- Wacht 20-30 seconden totdat het droog is
- Breng vervolgens de tape aan