

Ergofit Vector Seated Dip MED - anthracite

gymna

Art: 512441 | Marque: **ERGOFIT**



Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Seated dip est un appareil destiné à renforcer les muscles des bras, de la poitrine et des épaules. Les principaux groupes musculaires concernés sont : M. trapezius, M.triceps brachii, M. pectoralis major et minor, M. deltoideus.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace limité
- fonctionnement simple
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard:
 - avec limiteur de ROM
 - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
 - écran tactile couleur
 - indique les positions de début et de fin de l'exercice
 - retour d'information en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
 - lecteur de carte à puce (RFID)
 - compatible avec le logiciel du système Vitality

OPTIONS

- châssis:

- cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
- cadre noir avec blindage noir des poids
- couleurs du rembourrage
 - noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
 - anthracite (charcoal)
 - cactus (vert)
 - sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
 - cerise (rouge)
 - smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
 - rouge
 - vert
 - bleu
 - blanc

Spécifications

- dimensions (L x l x h) : 117 x 162 x 155 cm
- poids : 7,5 kg - 87,5 kg, réglable par 2,5 kg
- poids de départ : 7,5 kg
- poids total de la machine : 269 kg
- poids max. de l'utilisateur : 200 kg
- produit médical de classe I selon MDR 2017/745