

**Bâton de gymnastique - en plastique - 100 cm -**

***gymna***

**jaune**

Art: AD160893



## Informations sur le produit

- Ce bâton de gymnastique de Ø 25 mm est fabriqué en plastique de sécurité résistant aux chocs
- Peut être utilisé en combinaison avec les cônes multifonctions de 30 cm et 50 cm.
- Les extrémités sont fermées par des bouchons ronds résistants aux rayures.
- Disponible en 3 longueurs différentes.
- Chaque longueur est disponible en 4 couleurs.
- Ne convient pas à une utilisation dans l'eau.