

# Polar H9 capteur de fréquence cardiaque + ceinture **gymna**

- M-XXL

Art: 501360 | Marque: [POLAR](#)



## Informations sur le produit

Le POLAR H9 est un **capteur de fréquence cardiaque** doté des technologies Bluetooth et ANT+.

Il se connecte à de nombreuses applications ou dispositifs d'entraînement.

- mesure l'activité électrique du coeur (ECG)
- jusqu'à 400 heures d'autonomie
- connectivité via Bluetooth, ANT+ et transmission 5 kHz
- sangle thoracique lavable en machine, agréablement douce sur la peau
- résistant à l'eau jusqu'à 30 m

## Spécifications

- Dimensions (L x l x E): 34 x 65 x 10 mm
- Poids: 60 g
- Batterie: Lithium primary, pas rechargeable, remplaçable