

Toorx Professional Banc d'extension dorsale - entraîneur pour le dos

gymna

Art: 576574 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le **Toorx Professional** banc d'extension dorsale est un banc d'exercice réglable, spécialement conçu pour les exercices d'extension du dos. Les principaux groupes musculaires qu'il entraîne sont le m. gluteus maximus et le mm. erector spinae. La molette de réglage permet d'ajuster la distance entre les coussins et le repose-pieds, afin que le banc s'adapte parfaitement à la longueur de jambe de chacun.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **possibilités de réglage** : réglage des coussins de soutien des cuisses en fonction de la longueur des jambes.
- **roulant**: facile à déplacer dans la pièce grâce aux deux roues de transport et à la poignée.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (100×50 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **sûr**: adapté aux utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg. Prévu des poignées sous les coussins pour soutenir le torse avec les mains pendant l'exercice ou le repos.
- **rembourrage confortable**: coussins de 65 mm d'épaisseur avec rembourrage en PU de haute qualité.
- **finition**: double revêtement en poudre lourde pour une meilleure résistance aux rayures.

Spécifications

- Dimensions (L x L x H) : 131,5 x 98 x 92 cm
- Poids : 34 kg

- Poids max. de l'utilisateur : 150 kg