

# Pulse oxymètre / Saturomètre doigt

**gymna**

Art: AD167597



## Informations sur le produit

Cet oxymètre digital compact affiche avec précision la saturation et le pouls. Utilisation simple et fiable. Seulement pour les adultes.

### Spécifications :

- luminosité réglable, 6 modes d'affichage
- précision de mesure de 98%
- peu de consommation d'énergie
- avec indicateur de batterie
- SpO2 marge d'erreur de 2%
- arrêt automatique : après 8 secondes d'inactivité
- piles : 2 x AAA