

Strapit Flexit High Performance Bandage - 7,5 cm x **gymna**

5,5 m - beige - 16 pièces

Art: 586451 | Marque: [STRAPIT](#)



Informations sur le produit

De sterkste elastische cohesieve bandage op de markt – voor professioneel gebruik

De **Professional Flexit High Performance Cohesive Bandage** is ontworpen voor professionals die maximale ondersteuning, duurzaamheid en efficiëntie vereisen. Met een **trekkracht van meer dan 20 kg – tweemaal zo sterk** als de meeste andere merken – biedt deze bandage ongeëvenaarde stabiliteit voor gewrichten en kwetsbare structuren.

Gebruik de bandage als **snelle onderlaag onder sporttape** of **losstaand** voor onmiddellijke steun. Dankzij de **waterdichte technologie** blijft hij dagenlang perfect op zijn plaats, zelfs onder extreme omstandigheden.

Waarom kiezen voor Professional Flexit?

- **Extreem sterk** – meer dan **20 kg trekkracht**, dubbel zo sterk als gangbare alternatieven
- **Waterdicht** – betrouwbare en langdurige fixatie, ook bij transpiratie of contact met vocht
- **Tijdbesparend** – geen prewrap of extra kleefstoffen nodig
- **Easyrip technologie** – eenvoudig met de hand te scheuren, geen schaar vereist
- **Gemaakt voor professionals** – de ideale keuze voor kinesisten, sportverzorgers en therapeuten

!! Let op: bevat natuurlijk rubberlatex – niet geschikt voor personen met latexallergie.

Of u nu werkt in een praktijkomgeving, op het veld of in een sportmedisch centrum, met **Professional Flexit** kiest u voor zekerheid, snelheid en topkwaliteit.