

Clinell lingettes désinfectantes surfaces médicales - ***gymna*** sans alcool - XL pack (200 pc)

Art: 9207195 | Marque: CLINELL

20,89 € ~~21,99 €~~

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Les lingettes Clinell Universal sont **FINES** et **sans alcool** et destinées à **la désinfection et le nettoyage de surfaces et matériaux médicaux non invasifs**. **SPECIFICATIONS**

- CONVIENNENT POUR LA DESINFECTION DES COUSSINS DES TABLES GYMNA ET LES TABLES D'EXAMEN BARTHEL'S.
- Ces lingettes sont **fines** et elles sont **humides sans être très humides** .
- Action bactéricide, virucide, fongicide et tuberculocide prouvée: Efficacité contre le SARM, Acinetobacter, les ERV, Klebsiella, Pseudomonas, le bacille de Koch, le norovirus et les virus de l'hépatite B et C, entre autres.
- Action multiple : Agissent à la fois comme désinfectant et détergent, rendant ainsi superflue l'utilisation de plusieurs sortes de lingettes et de produits de nettoyage.
- **UNIQUEMENT approuvé pour le nettoyage des surfaces** .

AVANTAGES

- Pas de dégâts des surfaces ou du matériel: Idéales pour une utilisation sur des matelas (d'hôpital) et sûres à l'usage sur la plupart des types de caoutchouc, de plastique et de métal.
- Hypoallergéniques et testées dermatologiquement: Après un usage fréquent, les mains ne sont pas rugueuses ni sèches.
- Simples et fiables : pas d'erreurs de dilution car les lingettes prédosées délivrent toujours la concentration correcte, ce qui prévient les erreurs possibles lors du mélange de solutions désinfectantes.

RECOMMANDATIONS

- Les lingettes Clinell Universal sont mieux conservées **sur leurs côtés** pour maintenir une bonne répartition de l'humidité.
- Il est donc recommandé de ranger les lingettes Clinell Universal dans un support mural approprié - art. 9208195 (plastique) ou art. 9064195 (métal).