

# Ergofit Cycle 400 - anthracite

**gymna**

Art: 505300 | Marque: [ERGOFIT](#)



## Informations sur le produit

L'ERGOFIT CYCLE 400 est un **vélo-ergomètre** pour la **rééducation, l'entraînement ou l'entraînement sportif cardio vasculaires efficaces**. Vélo très solide et stable pour un usage professionnel comme à la maison.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **enjambée très large et basse.**
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie ou via les poignées du guidon)
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- volant d'inertie massif une sensation optimale du coup de pédale.
- portée : **charge de départ faible** : 0 - 400 W par incrément de 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- charge max. : 180 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement : manuel ou selon le rythme cardiaque.
- 5 profils fixes, indépendant ou dépendant du régime (12 vitesses).
- selle réglable horizontalement et verticalement.
- précision 10 %.
- langue à sélectionner sur l'écran.
- classe de sécurité et type d'isolation : classe II.

## Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 120 x 60 x 140 cm
- Poids: 49 kg
- Poids de l'utilisateur max.: 180 kg