


Electrode multipolaire pour Winback - L (MIX Body) ***gymna***

- 1P

Art: 580584 | Marque: [WINBACK](#)



Informations sur le produit

Le MIX est une électrode multipolaire composée de 2 pôles positifs et d'un pôle négatif :

- aucune plaque de retour neutre n'est nécessaire, ce qui simplifie l'installation
- fonctionne de manière très superficielle - jusqu'à 1 cm de profondeur
- pour les tissus cutanés et sous-cutanés :
 - peau
 - tissu cicatriciel
 - fascia
 - ligaments et tendons superficiels
- compatible uniquement avec le Back 3^{TX} et le Back 4