


# Ergofit Vector Lat Pull MED - blanc

***gymna***

Art: 512081 | Marque: **ERGOFIT**



## Informations sur le produit

L'Ergofit Vector Lat Pull est un appareil destiné à renforcer les muscles des bras et du tronc. Les principaux groupes musculaires sollicités sont le M. latissimus dorsi, le M. trapezius, le M. rhomboideus, le M. biceps brachii.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- peut être installé dans un espace limité
- manipulation facile
- accent mis sur l'ergonomie et l'accessibilité
- éclairage indirect par LED et design moderne
- produit médical de classe I selon MDR 2017/745

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- version standard:
  - incluant le limiteur de ROM
  - poids intermédiaire : par paliers de 2,5 et 5 kg
- Version CVT (=Connected Vitality Touchscreen)
  - écran tactile couleur
  - indique les positions de début et de fin de l'exercice
  - retour d'information en temps réel pendant l'exécution (poids, nombre de répétitions, rythme)
  - lecteur de carte à puce (RFID)
  - compatible avec le logiciel du système Vitality

## OPTIONS

- cadre de couleur
  - cadre noir avec blindage blanc de la pile de poids
  - cadre noir avec blindage noir des poids
- couleurs du rembourrage
  - noir - avec coutures noires, vertes ou rouges
  - anthracite (charcoal)
  - cactus (vert)
  - sky (bleu) - avec broderie bleue ou jaune
  - cerise (rouge)
  - smoke (brun)
- couleurs de l'éclairage LED
  - rouge
  - vert
  - bleu
  - blanc

## Spécifications

- Dimensions (L x l x H) : 130 x 170 x 240 cm
- Poids : 7,5 kg - 117,5 kg - réglable par 2,5 kg
- Capacité de poids : 312 kg
- Poids max. de l'utilisateur : 200 kg