


Ergofit Vector Lat Pull MED - blanc

gymna

Art: 512081 | Marque: **ERGOFIT**



Informations sur le produit

De Ergofit Vector Lat Pull is een toestel voor de versterking van de arm- en rompspieren. De voornaamste spiergroepen die worden aangesproken zijn: M. latissimus dorsi, M. trapezius, M. rhomboideus, M. biceps brachii.

ALGEMENE KENMERKEN

- op beperkte oppervlakte opstelbaar
- eenvoudige bediening
- focus op ergonomie en toegankelijkheid
- met indirecte LED verlichting en modern design
- medisch product klasse I volgens MDR 2017/745

SPECIFIEKE KENMERKEN

- standaard versie:
 - inclusief ROM begrenzer
 - tussengewicht: in stappen van 2,5 en 5 kg
- CVT (= Connected Vitality Touchscreen) versie:
 - kleuren touchscreen
 - toont begin- en eindpositie van de oefening
 - real-time feedback tijdens uitvoering (gewicht, aantal herhalingen, tempo)
 - chipkaart lezer (RFID)
 - compatibel met Vitality system software

KEUZEMOGELIJKHEDEN

- kleuren frame
 - zwart frame met witte afscherming van gewichtenstapel
 - zwart frame met zwarte afscherming van gewichtenstapel
- kleuren bekleding
 - zwart – met zwarte, groene of rode stikking
 - charcoal (antraciet)
 - cactus (groen)
 - sky (blauw) – met blauwe of gele stikking
 - cherry (rood)
 - smoke (bruin)
- kleuren LED verlichting
 - rood
 - groen
 - blauw
 - wit