

NuStep RB8 PRO vélo assis

gymna

Art: 507260 | Marque: **NUSTEP**



Informations sur le produit

Le **NuStep RB8 PRO** est un "**vélo assis**" **révolutionnaire** - le plus ergonomique des vélos couchés - qui introduit de façon unique et sûre le **cyclisme actif dans la rééducation et l'entraînement**.

ADAPTÉ À TOUS

- grâce à son **réglage individuel**, le NuStep RB8 PRO convient à **tout le monde**,
 - quels que soient l'âge, le niveau, les capacités physiques et les objectifs.
- le NuStep RB8 PRO peut être utilisé pour la **rééducation neurologique, gériatrique, orthopédique et cardiaque**, entre autres ; il est également idéal pour **les personnes obèses**.
- **s'asseoir à partir d'une chaise roulante** n'est pas un problème
 - grâce au **siège qui pivote à 360°** (verrouillable par intervalles de 45°).
 - et aux accoudoirs rabattables.
- chaise confortable avec **dossier inclinable (12°)**.

CHARGE MINIMALE

- le **mouvement à faible impact** garantit une charge minimale sur les articulations.
- **position du siège facilement ajustable** à la longueur des jambes au moyen d'un anneau situé sous la chaise.
- possibilité d'une mise en roue libre immédiate.
- **position d'entraînement biomécanique correcte**.

CONFORTABLE ET SÛR

- accès facile et sûr
 - **entrée très basse**: environ 8 - 10 cm.
 - anneau de préhension solide pour un **soutien supplémentaire**.
- siège réglable sur 38 cm (glisse vers l'avant/l'arrière).

- **pédales extra-larges** en plastique avec surface antidérapante.
 - équipé de sangles de fixation pour les pieds
 - équipé en standard de capteurs qui indiquent la symétrie gauche/droite et les watts sur l'écran.

ÉCRAN AVEC VIDÉOS D'AMBIANCE

- grand **écran tactile couleur** clair, à double fonction
 - **l'écran supérieur** offre une interface motivante avec différents programmes d'entraînement : quick start, pace partner, trail runner (avec vidéos d'ambiance).
 - **l'écran inférieur** offre une vue d'ensemble des données d'entraînement : temps, niveau, fréquence cardiaque, distance, puissance, ...
- feedback auditif avec réglage du volume.
- affichage de la position du siège sur l'écran.

FIXATIONS ERGONOMIQUES (options)

- les accessoires optionnels assurent une fixation correcte et ergonomique du torse et du bassin - **à préciser lors de la commande - non rétrofitable.**
- torse : ceinture de torse
- bassin : ceinture pelvienne.

TRANSPORTEUR (option)

- **outil** pour faciliter le transport du NuStep RB8 PRO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **démarrage facile:** le système se "réveille" en marchant ou en touchant l'écran tactile.
- résistance électromagnétique : **15 niveaux de résistance.**
- mesure de la fréquence cardiaque via Bluetooth(**ceinture thoracique polar H9**, non fournie).
- stockage et exportation des données via USB.
- langue réglable sur l'écran.
- dimensions (LxLxH) : 188 x 82 x 132 cm - poids : 109 kg.
- **poids max. de l'utilisateur : 227 kg - longueur max. de l'utilisateur : 200 cm.**
- pieds réglables sous le châssis.
- équipé de 2 roues de transport et d'une poignée de transport.
- nécessite une alimentation secteur pour un affichage continu (adaptateur secteur fourni).