

# Extension manchon jambe Hydroven

***gymna***

Art: 330528



## Informations sur le produit

- L'insert s'adapte sur les deux types de manchon de jambe de 84 cm de long , avec 1 chambre à air comme avec 3.
- 1 chambre à air.
- Augmentez la circonférence de 14 cm au niveau de la cheville et de 19 cm au niveau de l'aîne.
- Fixé entre le manchon de jambe à l'aide de la fermeture éclair.

Attention : cet insert ne peut PAS être lavé en machine.